

GORE® STA-PURE sorozatú PCS elemek

GORE® STA-PURE sorozatú PCS

Tulajdonságok és előnyök

- Max. 7 bar (100 psi) névleges nyomás
- A leghosszabb rendelkezésre álló csőélettartam
- Az STA-PURE PC furata háromszor simább, mint a termoplasztikus elasztomer cső, barázdák és repedések nélkül, ahogy a hajlítás folytatódik
- A Spallation gyakorlatilag megszűnik, így a nagy értékű munkafolyadékok szennyeződéstől mentesen használhatók
- 20 különböző furatban, három falvastagságban és három elemhosszban kapható
- Üzemi hőmérséklet -20 °C – 80 °C
- Az STA-PURE PCS a WL Gore & Associates inc. Védjegye



Műszaki előírások

	GORE® STA-PURE sorozatú PCS elemek
Furatméret	1.6 - 25.4 mm
Furatméret	0.0625 - 1 hüv.
Falvastagság	2.4 - 4.8 mm
Falvastagság	0.0938 - 0.1875 hüv.
Szín	Törtfehér
Átláthatóság	Átlátszatlan
Spalláció	Nagyon alacsony
Tanúsítvány	USP <87>, USP <88>, USP Class VI
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 – 80 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 – 176 °F
Gázáteresztő képesség vizsgálati módszere	O2 cm3.cm.10-6/cm2.s.cm Hg
Vízfelvétel	Alacsony
Sterilizációs módszerek	Autokláv, CIP, SIP

Építőanyagok

	GORE® STA-PURE sorozatú PCS elemek
Csővek	ePTFE and platinával kezelt szilikon kompozit
Csatlakozó anyaga	PVDF

Termékkódok

STA-PURE PCS kétszegmensű Kynar Y-elem rendelési kódjai				
Furat		Falvastagság		Termékkódok
mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	
1,6	0,0625	2,4	0,0938	961.E016.K24
3,2	0,1250	2,4	0,0938	961.E032.K24
4,8	0,1875	2,4	0,0938	961.E048.K24
6,4	0,2500	2,4	0,0938	961.E064.K24
8,0	0,3125	2,4	0,0938	961.E080.K24
8,0	0,3125	4,0	0,1562	961.E080.K40
12,0	0,4688	2,4	0,0938	961.E120.K40
16,0	0,6250	2,4	0,0938	961.E160.K40
-				
STA-PURE PCS Loadsure elemek rendelési kódjai				
Termék megnevezése				Termékkódok
STA-PURE PCS 520 LoadSure 3,2 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0032.PFT
STA-PURE PCS 520 LoadSure 6,4 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0064.PFT
STA-PURE PCS 520 LoadSure 9,6 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0096.PFT
STA-PURE PCS 620 LoadSure 12,0 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0120.PFT
STA-PURE PCS 620 LoadSure 17,0 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0170.PFT
STA-PURE PCS 720 LoadSure 12,7 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0127.PFT
STA-PURE PCS 720 LoadSure 15,9 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0159.PFT
STA-PURE PCS 720 LoadSure 19,0 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0190.PFT
STA-PURE PCS 720 LoadSure 25,4 mm-es furatú Tri-Clamp elem				961.0254.PFT
-				

Jogi nyilatkozat: A Watson-Marlow és a LoadSure a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegye. Az STA-PURE PCS a WL Gore & Associates Inc. védjegye. Kérjük, adja meg a termékkódot, amikor szivattyúkat és csöveket rendel.

wmfts.com/global



22 November 2023