

GORE® STA-PURE sorozatú PCS cső

GORE® STA-PURE sorozatú PCS

Tulajdonságok és előnyök

- Max. 7 bar (100 psi) névleges nyomás
- A leghosszabb rendelkezésre álló csőélettartam
- Az STA-PURE PC furata háromszor simább, mint a termoplasztikus elasztomer cső, barázdák és repedések nélkül, ahogy a hajlítás folytatódik
- A Spallation gyakorlatilag megszűnik, így a nagy értékű munkafolyadékok szennyeződéstől mentesen használhatók
- 20 különböző furatban, három falvastagságban és három elemhosszban kapható
- Üzemi hőmérséklet -20 °C – 80 °C
- Az STA-PURE PCS a WL Gore & Associates inc. Védjegye



Műszaki előírások

	GORE® STA-PURE sorozatú PCS cső
Furatméret	1.6 - 25.4 mm
Furatméret	0.0625 - 1 hüv.
Falvastagság	1.6 - 4.8 mm
Falvastagság	0.0625 - 0.1875 hüv.
Hosszúság	305 - 660 mm
Szín	Törtfehér
Átláthatóság	Átlátszatlan
Spalláció	Nagyon alacsony
Tanúsítvány	USP <87>, USP <88>, USP Class VI
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 – 80 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 – 176 °F
Gázáteresztő képesség vizsgálati módszere	O2 cm3.cm.10-6/cm2.s.cm Hg
Vízfelvétel	Alacsony
Sterilizációs módszerek	Autokláv, CIP, SIP

Építőanyagok

	GORE® STA-PURE sorozatú PCS cső
Csővek	ePTFE and platinával kezelt szilikon kompozit

Termékkódok

Rendelkezésre álló csőméretek STA-PURE PCS szivattyúhoz						
Furat		Fal		Nem	Elem hossza	Alkatrészszám
mm	hüvelyk	mm	hüvelyk		mm	
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	305	961.0016.016
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	305	961.0032.016
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	305	961.0048.016
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	305	961.0064.016
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	305	961.0080.016
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	355	961.0016.L16
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	355	961.0032.L16
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	355	961.0048.L16
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	355	961.0064.L16
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	355	961.0080.L16
1,6	0,0625	2,4	0,0938	119	355	961.0016.024
3,2	0,1250	2,4	0,0938	120	355	961.0032.024
4,8	0,1875	2,4	0,0938	15	355	961.0048.024
6,4	0,2500	2,4	0,0938	24	355	961.0064.024
8,0	0,3125	2,4	0,0938	121	355	961.0080.024
9,6	0,3750	2,4	0,0938	122	610	961.0096.024
6,4	0,2500	3,2	0,1250	26	610	961.0064.032
9,6	0,3750	3,2	0,1250	73	610	961.0096.032
12,7	0,5000	3,2	0,1250	82	610	961.0127.032
15,9	0,6250	3,2	0,1250	184	610	961.0159.032
9,6	0,3750	4,8	0,1875	193	610	961.0096.048
12,7	0,5000	4,8	0,1875	88	610	961.0127.048
15,9	0,6250	4,8	0,1875	189	610	961.0159.048
19,0	0,7500	4,8	0,1875	191	610	961.0190.048
25,4	1,0000	4,8	0,1875	92	610	961.0254.048

Jogi nyilatkozat: A Watson-Marlow és a LoadSure a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegye. Az STA-PURE PCS a WL Gore & Associates Inc. védjegye. Kérjük, adja meg a termékkódot, amikor szivattyúkat és csöveket rendel.

wmfts.com/global



22 November 2023