

Protección del medidor RXPX de silicona



Protecciones del medidor BioPure

Características y ventajas


- Disponible en silicona o EPDM
- Cumplen con la farmacopea estadounidense (USP, por sus siglas en inglés) clase VI y están libres de componentes de origen animal (ADCF, por sus siglas en inglés)
- Cumplen con las normativas de la FDA CFR 21 177.2600
- El número de lote grabado hace posible la trazabilidad del producto



	Protección del medidor RXPX de silicona
Tipo de junta	Aislante
Diámetro interno	35.56 mm
Diámetro interno	1.4 pulg
Diámetro exterior	50.29 mm
Diámetro exterior	1.98 pulg
Tamaño	1.5 pulg
Cantidad	25 unidades
Certificación	ADCF, ISO Clase 7, USP clase VI
Rango de temperatura de trabajo	-55 a 210°C °C
Rango de temperatura de trabajo	-67 a 410 °F °F
Vida útil	5 años
Estabilidad a la radiación gamma	Máx. 50 kGy

	Protección del medidor RXPX de silicona
Material	silicona

Dimensiones de Protección del medidor RXPX de silicona



Tamaño	D. I. (pulg.)	D. E. (pulg.)
1,5	1,4	1,98

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow y puresu son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve y BioTube applicator son marcas registradas de BioPure Technology Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp se utiliza con licencia.

wmfts.com/global



01 August 2023