


# BioPure

## Platinahärdade silikonpackningar för hög renhetsgrad

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Precisionstillverkade för att uppnå en kontamineringsfri flödesbana med slät insida under klämtryck
- Sterilisering genom gammabestrålning eller autoklav
- Konstruerad i enlighet med ASME-BPE-standarder
- USP klass VI-certifierad
- Laseretsad batchnumrering ger produktpårbarhet



### UPPFYLLANDE AV KRAV OCH BESTÄMMELSER

Produktionsegenskaper:

- Komponenter tillverkade och förpackade i renrum ISO 14644 klass 7

Eftersteriliserad produkt testad för att uppfylla ett antal aktuella USP-, EP- och FDA-standarder. Dessa omfattar:

- USP <85> för att bestämma närvaro av bakteriell endotoxin
- USP <88> och ISO 10993 del 6, 10 och 11 In vivo för biologisk reaktivitet
- USP <87> och ISO 10993 del 5 för In vitro cytotoxicitet
- USP <788> för att bestämma närvaro av partiklar från tillverkningsprocessen
- EP 3.1.9 för fysiokemiska egenskaper
- Extraktionsstudier har utförts med flera lösningsmedel enligt BPOG-riktlinjer

### TEKNISKA DATA



Driftstemperatur -65 °C till 254 °C

Gammabestrålning upp till 50 kGY

Produkten levereras osteriliserad



## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING



### BioPure platinahärdad oflänsad silikonpackning för hög renhetsgrad

Artikelnummer	Storlek tum	Y.D tum (ØA)	I.D tum (ØB)	Antal
5001.0050.025	1/2	0,852	0,380	25
5001.0075.025	3/4	0,852	0,620	25
5001.0100.025	1	1,984	0,877	25
5001.0150.025	1 1/2	1,984	1,377	25
5001.0200.025	2	2,520	1,875	25
5001.0250.025	2 1/2	3,050	2,374	25
5001.0300.025	3	3,583	2,878	25
5001.0400.025	4	4,658	3,843	25
5001.0600.025	6	6,570	5,822	25
5001.0800.025	8	8,570	7,822	25

### BioPure platinahärdad flänsad silikonpackning för hög renhetsgrad

Artikelnummer	Storlek tum	Y.D tum (ØA)	I.D tum (ØB)	Antal
5101.0100.025	1	1,984	0,877	25
5101.0150.025	1 1/2	1,984	1,377	25
5101.0200.025	2	2,520	1,875	25
5101.0250.025	2 1/2	3,050	2,374	25
5101.0300.025	3	3,583	2,878	25
5101.0400.025	4	4,658	3,843	25
5101.0600.025	6	6,570	5,822	25
5101.0800.025	8	8,570	7,822	25

Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited tar inte på sig något ansvar för eventuella fel här och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Watson-Marlow och pure är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. Bio Y, BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve och BioTube applicator är varumärken som tillhör BioPure Technology Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp används under licens.



wmftg.com  
info@wmftg.com  
+44 (0) 2392 499000