

**Bredel**

Hose Pumps

Bomba CIP da Bredel

Óptima eficiência para processos sanitários e higiénicos

Bombagem



Limpeza



A bomba CIP da Bredel é ideal para processos de alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e cosméticos que exigem uma eficiência óptima e procedimentos regulares de limpeza no local (CIP).

O design inovador e as sapatas retrácteis automáticas foram especificamente concebidos para processos CIP, assegurando a capacidade de limpeza com água à velocidade necessária, baixo consumo de energia e prolongada vida útil da mangueira.

A bomba está disponível nos tamanhos 20 (até 600 l/h), 25 (até 1 800 l/h) e 32 (3 200 l/h).

Aplicações

- Dosagem de leveduras
- Transferência de leveduras
- Dosagem de aromas e corantes
- Dosagem de terra diatomácea
- Dosagem de PVPP e gel de sílica

Vantagens

- **Maior higiene:** cumpre todos os requisitos CIP, garantindo a limpeza do sistema.
- **Uso eficiente da energia:** a ativação do "modo CIP" durante os ciclos de limpeza reduz o consumo de energia e melhora a eficiência. Os utilizadores podem desligar a bomba durante o processo de limpeza.
- **Longa vida útil da mangueira:** a retração das sapatas durante a limpeza minimiza as compressões da mangueira a altas temperaturas.
- **Passível de readaptação:** minimiza os custos de investimento graças à fácil substituição do rotor.

Saiba mais em:
wmfts.com



As informações contidas neste documento são consideradas correctas à data da publicação, porém a Watson-Marlow Bredel BV não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Todos os valores mencionados neste documento foram obtidos em circunstâncias controladas no nosso banco de ensaios. Os caudais reais obtidos podem variar devido a alterações na temperatura, na viscosidade, nas pressões de entrada e de descarga e/ou na configuração do sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel são marcas registadas.

**WATSON
MARLOW** Fluid
Technology
Solutions