

# EPDM-Instrumentenschutz



BioPure Instrumentenschutz

## Merkmale und Vorteile

- Erhältlich in Silikon oder EPDM
- Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit den FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch lasergravierte Chargennummern
- Bestrahlte EPDM-Dichtungen auf Anfrage erhältlich







## Technische Eigenschaften

	EPDM-Instrumentenschutz
Dichtungsart	Isolator
Innendurchmesser	9.65 - 35.56 mm (0.38 - 1.4 Zoll)
Außendurchmesser	21.59 - 50.29 mm (0.85 - 1.98 Zoll)
Größe	0.5, 0.75, 1, 1.5 Zoll
Menge	25 Stück
Zertifizierung und Konformität	ADCF, USP-Klasse VI
Betriebstemperaturbereiche	-57 °C bis 154 °C (-70 °F bis 310 °F)
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre

## Werkstoffe

	EPDM-Instrumentenschutz
Werkstoff	EPDM

## EPDM-Instrumentenschutz - Maße



	Größe	ID (in)	AD (in)
S	0,5	0,38	0,85
	0,75	0,63	0,85
L	1	0,9	1,98
	1,5	1,4	1,98

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global  
11 July 2025