

Protecție indicator cu Silicon RXPX



Protecție indicatora BioPure

Caracteristici și beneficii


- Disponibil în silicon sau EPDM
- Compatibil USP Clasa VI și fără componente derivate de animale (ADCF)
- În conformitate cu reglementările FDA CFR 21 177.2600
- Numerotarea loturilor permite trasabilitatea produsului



	Protecție indicator cu Silicon RXPX
Tip de garnitură	Izolator
Diametru interior	35.56 mm
Diametru interior	1.4 în
Diametru exterior	50.29 mm
Diametru exterior	1.98 în
Dimensiune	1.5 în
Cantitate	25 BUC
Certificare	ADCF, ISO Clasa 7, USP Clasa VI
Interval de temperatură de funcționare	-55 până la 210°C °C
Interval de temperatură de funcționare	-67 până la 410 °F °F
Termenul de valabilitate	5 ani
Stabilitate la gamma	Max. 50 kGy

	Protecție indicator cu Silicon RXPX
Material	Silicon

Protecție indicator cu Silicon RXPX dimensiuni



Dimensiune	ID (in)	OD (in)
1,5	1,4	1,98

Declinarea responsabilității: Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, însă Watson-Marlow Limited nu își asumă nicio răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat pentru un anumit proces tehnologic. Watson-Marlow și Puresu sunt mărci comerciale înregistrate ale Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap; Biovalve și BiohTube Applicator sunt mărci comerciale ale BioPure Technology Limited. Tri-Clamp este o marcă comercială înregistrată a Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp este utilizat sub licență.

wmfts.com/global



01 August 2023