


BioPure Platinvernetzte Silikondichtungen

MERKMALE UND VORTEILE

- Ausgelegt für glatte Innenflächen, gewährleistet eine kontaminationsfreie Förderung bei gespannter Klemmverbindung
- Konform nach USP Class VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit FDA-Vorschriften CFR 21 177.2600
- Im Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 hergestellt und verpackt
- Vollständige Material- und Chargen-Rückverfolgbarkeit




TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur -55 °C–210 °C (-67 °F–410 °F)


Bestrahlung mit Gammastrahlen bis zu 50 kGy*

* Die Produkte werden unsterilisiert geliefert.


BESTELLINFORMATIONEN



Ausführung ohne Fassungs-
lippe (ungeflanscht) für Größen mit
AD <3/4"



Geflanschte Dichtung



Ausführung ohne Fassungs-
lippe (ungeflanscht)
für Größen mit AD >3/4"

Artikelnummer	Größe in Zoll	Außen- durchmesser (ØA) Zoll (mm)	Innen- durchmesser (ØB) Zoll (mm)	Menge
42RXPX-050-25	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
42RXPX-075-25	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
40RXPX-100-25	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
40RXPX-150-25	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
40RXPX-200-25	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
40RXPX-250-25	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
40RXPX-300-25	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
40RXPX-400-25	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
40RXPX-600-25	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Artikelnummer	Größe in Zoll	Außen- durchmesser (ØA) Zoll (mm)	Innen- durchmesser (ØB) Zoll (mm)	Menge
40RXPX-F-100-25	1	1,98 (50,3)	0,91 (23,1)	25
40RXPX-F-150-25	1 1/2	1,98 (50,3)	1,41 (35,8)	25
40RXPX-F-200-25	2	2,52 (64,0)	1,91 (48,5)	25
40RXPX-F-300-25	3	3,58 (90,9)	2,91 (73,9)	25
40RXPX-F-400-25	4	4,68 (118,9)	3,88 (98,6)	25

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und pureus sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. Bio Y, BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve und BioTube Applikator sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist eine eingetragene Marke von Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp wird in Lizenz verwendet.



wmftg.com
info@wmftg.com
+44 (0) 2392 499000