

Pienet PTFE-tiivisteet

PTFE-tiivisteet



Ominaisuudet ja edut

- Suunniteltu ASME-BPE-standardien mukaisesti
- USP-luokan VI mukainen, ei sisällä eläinperäisiä aineosia (ADCF)
- Yhteensopiva Yhdysvaltain elintarvike- ja injektioviraston (FDA) määräysten CFR 21 177.2601 kanssa
- Eränumerointi mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden
- Toimii äärimmäisissä lämpötiloissa. Väliällä -212-232 °C (-350-450 °F)




Tekniset tiedot

	Pienet PTFE-tiivisteet
Tiivisteiden tyyppi	Laipaton
Sisähalkaisija	9.7 - 15.7 mm (0.38 - 0.62 in)
Ulkohalkaisija	21.6 mm (0.85 in)
Koko	0.5, 0.75 tuumaa
Määrä	25 PCS
Sertifiointi ja säädösten noudattaminen	ADCF, USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alueet	-212 °C - 232 °C (-350 °F - 450 °F)
Säilyvyysaika	20 vuotta

Rakennemateriaalit

	Pienet PTFE-tiivisteet
Materiaali	PTFE



Osanumero	Koko tuumina	Sisähalkaisija (B) in (mm)	Ulkohalkaisija (A) in (mm)	Määrä
42MPG-050-25	1/2	0,38 (9,7)	0,85 (21,6)	25
42MPG-075-25	3/4	0,62 (15,7)	0,85 (21,6)	25

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriytyksiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja WMArchitect ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator ja Q-Clamp ovat BioPure Technology Limited -yhtiön tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki.



wmfts.com/global
11 July 2025