

# PTFE-vakiotiivisteet

PTFE-tiivisteet



## Ominaisuudet ja edut

- Suunniteltu ASME-BPE-standardien mukaisesti
- USP-luokan VI mukainen, ei sisällä eläinperäisiä aineosia (ADCF)
- Yhteensopiva Yhdysvaltain elintarvike- ja injektioviraston (FDA) määräysten CFR 21 177.2601 kanssa
- Eränumerointi mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden
- Toimii äärimmäisissä lämpötiloissa. Välillä -212-232 °C (-350-450 °F)




## Tekniset tiedot

|                                         | PTFE-vakiotiivisteet                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Tiivsteen tyyppi                        | Laipaton                            |
| Sisähalkaisija                          | 22.4 - 148.3 mm (0.88 - 5.84 in)    |
| Ulkohalkaisija                          | 50.3 - 166.9 mm (1.98 - 6.57 in)    |
| Koko                                    | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 tuumaa      |
| Määrä                                   | 25 PCS                              |
| Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | ADCF, USP-luokka VI                 |
| Käyttölämpötila-alueet                  | -212 °C - 232 °C (-350 °F - 450 °F) |
| Säilyvyysaika                           | 20 vuotta                           |

## Rakennemateriaalit

|            | PTFE-vakiotiivisteet |
|------------|----------------------|
| Materiaali | PTFE                 |

## Tuotekoodit



| Osanumero    | Koko tuumina | Sisähalkaisija (B) in (mm) | Ulkohalkaisija (A) in (mm) | Määrä |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 40MPG-100-25 | 1            | 0,88 (22,4)                | 1,98 (50,3)                | 25    |
| 40MPG-150-25 | 1 1/2        | 1,38 (35,1)                | 1,98 (50,3)                | 25    |
| 40MPG-200-25 | 2            | 1,88 (47,8)                | 2,52 (64,0)                | 25    |
| 40MPG-250-25 | 2 1/2        | 2,38 (60,5)                | 3,05 (77,5)                | 25    |
| 40MPG-300-25 | 3            | 2,88 (73,2)                | 3,58 (90,9)                | 25    |
| 40MPG-400-25 | 4            | 3,84 (97,5)                | 4,68 (118,9)               | 25    |
| 40MOG-600-25 | 6            | 5,84 (148,3)               | 6,57 (166,9)               | 25    |

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja WMArchitect ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator ja Q-Clamp ovat BioPure Technology Limited -yhtiön tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki.



wmfts.com/global  
11 July 2025