

FlexFeed 30

sisteme semi-automate de umplere și capsulare

Flexicon
Liquid Filling

Caracteristici și beneficii

- Capabile de a manipula capace cu șurub, capace cu pipete sau alte capace cu filet cu o formă specială
- Umplere și acoperire până la 1,200 sticle pe oră, cu diametre de la 12 mm la 50 mm
- Cuplul constant al capacelor previne problemele sticlelor cu scurgeri



Parametri tehnici


	FlexFeed 30
Clasă de protecție	IP52
Capacitate	1200 unități/oră
Alimentare electrică	110/230 V C.A., 50/60 Hz
Consum electric	300 W
Alimentare cu aer	Aer curat și uscat
Greutate	60 kg
Accesorii	Piese personalizate de format pentru sticle și capace
Diametru maxim sticlă/flacon	50 mm
Înălțime maximă flacon/flacon	110 mm

Material de construcție

	FlexFeed 30
Material	Aluminiu anodizat, Oțel inoxidabil AISI 304, Poliacetal

Dimensiuni FlexFeed 30

Dimensions in mm/inches



Declinarea responsabilității: Informațiile din acest document sunt considerate corecte, dar Watson-Marlow Flexicon A/S nu acceptă nicio responsabilitate pentru erorile pe care le conține și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. AVERTISMENT: Aceste produse nu sunt destinate utilizării în și nu trebuie utilizate pentru aplicațiile conectate la pacient. Asepticu și Accusil sunt mărci comerciale înregistrate.

wmfts.com/global



08 February 2024