


## Merkmale und Vorteile


- Für die Kleinserienproduktion vorgesehen.
- Gewährleistet ein einheitliches Drehmoment bei Schraubverschlüssen von Flaschen
- Schützt Bediener vor Verletzungen durch wiederholte Belastung beim manuellen Verschließen
- Geeignet für eine Vielzahl von Verschlüssen und Flaschen
- Einfaches Anpassen und Wechseln zwischen Flaschen oder Verschlüssen
- Passt dank der kompakten Bauweise in Biosicherheitsschränke und LAF-Einheiten



## Technische Eigenschaften

|                                   | FC10                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                         | IP31                                                                                             |
| Drehmoment                        | Schwarze Feder 1,0-4,0 Nm; gelbe Feder 0,9-1,8 Nm; grüne Feder 0,5-1,0 Nm; rote Feder 0,3-0,5 Nm |
| Normen                            | DS/EN ISO 12100<br>DS/EN 60204<br>2006/42/EC<br>2006/95/EC<br>2004/108/EC                        |
| Sterilisationsmethoden            | Kompatibel mit verdampftem Wasserstoffperoxid (VHP)                                              |
| Stromversorgung                   | 110/230 VAC, 50/60 Hz                                                                            |
| Leistungsaufnahme                 | Max 50 W                                                                                         |
| Luftzufuhr                        | 6 bar (87 psi) gemäß ISO 8573-1 2010 [1:4:2]                                                     |
| Gewicht                           | 12 kg (26 lbs)                                                                                   |
| Gewicht mit Verpackung            | 16.1 kg                                                                                          |
| Zubehör                           | Verschlusswerkzeuge, Flaschenwerkzeuge                                                           |
| Max. Durchmesser von Flasche/Vial | 55 mm                                                                                            |
| Max. Höhe von Flasche/Vial        | 180 mm                                                                                           |
| Max. Kapazität                    | 1000 Einheiten/Stunde                                                                            |

## FC10 - Maße



## FS10

Einheiten in mm

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die Watson-Marlow Pumps Group übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. WARNUNG: Diese Geräte sind nicht für den Einsatz an Patienten bestimmt. WMArchitect und Accusil sind eingetragene Marken.



[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)  
14 July 2025