

FC32

桌面型螺旋封盖机

Flexicon
Liquid Filling

特点和优势



- 专为小批量生产而设计
- 为螺纹瓶盖提供一致的闭合扭矩
- 防止操作员因手动封盖而发生重复性肌肉劳损
- 适用于各种瓶盖和瓶子
- 易于调整和更换瓶或盖
- 体积小，不占用空间，适合放入 BSC 或 LAF 内



技术规格

| | FC32 |
|----------|---|
| 防护等级 | IP31 |
| 扭矩额定值 | 黑色弹簧 1.0-4.0 Nm; 黄色弹簧 0.9-1.8 Nm; 绿色弹簧 0.5-1.0 Nm; 红色弹簧 0.3-0.5 Nm |
| 标准 | DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC |
| 灭菌方法 | 兼容汽化过氧化氢 (VHP) |
| 电源 | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
| 功耗 | Max 50 W |
| 供气 | 6 bar (87 PSI) 至 ISO 8573-1 2010 [1:4:2] |
| 重量 | 16 kg (35 lbs) |
| 包装重量 | 16.1 kg |
| 附件 | 开盖工具, 开瓶工具 |
| 最大瓶/小瓶直径 | 100 mm |
| 最大瓶/小瓶高度 | 240 mm |
| 最大容量 | 1000 单位/小时 |

FC32 外形尺寸



FS 32

单位为 mm

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



14 July 2025