

## Características y ventajas


- Garantiza una calidad constante del taponado prensado de frascos
- Protege a los operarios contra lesiones por el esfuerzo reiterado
- Cambio de frascos rápido y sencillo
- Apto para entornos cGMP con recolección del aire comprimido usado
- Huella compacta: cabe en BSC o LAF



## Especificaciones técnicas

|                                    | FS10                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Protección contra la contaminación | IP31                                                                      |
| Normas                             | DS/EN ISO 12100<br>DS/EN 60204<br>2006/42/CE<br>2006/95/CE<br>2004/108/CE |
| Métodos de esterilización          | Compatible con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)                     |
| Fuente de alimentación             | 110/230 V CA, 50/60 Hz                                                    |
| Suministro de aire                 | 6 bar (87 psi) a ISO 8573-1 2010 [1:4:2]                                  |
| Peso                               | 12 kg (26 lb)                                                             |
| Peso embalado                      | 16.2 kg                                                                   |
| Accesorios                         | Cabezales prensados, herramientas de frascos, cavidades                   |
| Diámetro máximo del frasco         | 55 mm                                                                     |
| Altura máxima del frasco           | 180 mm                                                                    |
| Capacidad máx.                     | 1000 unidades/hora                                                        |

## Dimensiones de FS10



# FS10

Unidades en mm

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. WMArchitect y Accusil son marcas comerciales registradas.



[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)  
14 July 2025