

PF22/QC22

PF22 перисталтична машина за пълнене


Flexicon
Liquid Filling

Характеристики и предимства

- Обемите за запълване от 5 мл до повече от 5,000 мл с +/- 0,5 % точност
- Смяната на пътя на течността може да се постигне за по-малко от една минута
- Последователната точност на пълнене предотвратява скъпоструващото препълване
- Липса на разпенване, пръски или капки между пълненията
- Без кръстосано замърсяване



PF22 – capacity diagram (based on water)




Технически спецификации

	PF22/QC22
Диапазон на обема на пълнене	5-5000 ml
Точност	±0,5 %
Степен на проникване	IP31
Електрозахранване	110/230 VAC, 50/60 Hz
Консумирана мощност	Max 350 W
Тегло	25 кг
Тегло	55 фунтове
Акcesoари	Дюзи за пълнене, тръби, стойка за пълнене, пневматична система с потапяща се дюза, крачен превключвател, принтер
Съвместим размер тръби	3,0-12,5 мм вътр. диам.

Конструктивни материали

	PF22/QC22
Работа по случай	Анодизиран алуминий, Неръждаема стомана AISI 304
Възел на тялото на главата на помпата	Анодизиран алуминий
Възел на ролката на главата на помпата	Анодизиран алуминий, Неръждаема стомана 304

Размери на PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Отказ от отговорност: Информацията в този документ се смята за вярна, но Watson-Marlow Flexicon A/S не поема отговорност за грешки, които тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предупреждение. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тези продукти не са предназначени за употреба и не трябва да се използват за приложения, свързани с пациента. asepticu и Accusil са регистрирани търговски марки.

wmfts.com/global



19 June 2023