

# PF22/QC22

PF22 peristalttinen täyttökone


**Flexicon**  
Liquid Filling

## Ominaisuudet ja edut

- Täyttötilavuudet 5 ml:sta yli 5 000 ml:aan +/- 0.5 %:n tarkkuudella
- Nesteväylää voi muuttaa alle minuutissa
- Tasainen täyttötarkkuus estää kalliin ylitäytön
- Ei vaahtoutumista, roiskeita tai tihkumista täyttöjen välillä
- Ei ristikontaminaatiota



PF22 – capacity diagram (based on water)




## Tekniset tiedot

	PF22/QC22
Täyttömääräalue	5-5000 ml
Tarkkuus	±0,5 %
Kotelointiluokitus	IP31
Virransyöttö	110/230 VAC, 50/60 Hz
Virrankulutus	Max 350 W
Paino	25 kg
Paino	55 naulaa
Lisätarvikkeet	Täyttösuuttimet, letkut, täyttöteline, paineilmatoiminen suutinjärjestelmä, jalkakytin, tulostin
Yhteensopiva letkukoko	3,0–12,5 mm:n sisähalkaisija

## Rakennemateriaalit

	PF22/QC22
Kotelointi	Eloksoitu alumiini, Ruostumaton teräs AISI 304
Pumppupään runko	Eloksoitu alumiini
Pumppupään rulla osineen	Eloksoitu alumiini, Ruostumaton teräs 304

## PF22/QC22 mitat



Dimensions in mm/inch

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta Watson-Marlow Flexicon A/S ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriä ilman erillistä ilmoitusta. VAROITUS: Näitä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaisiin kytketyissä sovelluksissa eikä niitä saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin. Asepticsu ja Accusil ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 June 2023