

PF22/QC22

PF22 perisztaltikus töltőgép


Flexicon
Liquid Filling

Tulajdonságok és előnyök

- Töltsünk 5 ml-től 5,000 ml-nél nagyobb térfogatig +/- 0.5%-os pontossággal
- A folyadék útvonalának megváltoztatása kevesebb, mint egy perc alatt elvégezhető
- Az egyenletes töltési pontosság megakadályozza a költséges túltöltést
- Nincs habzás, fröccsenés, csepegés a feltöltések között
- Nincs keresztzennyeződés



PF22 – capacity diagram (based on water)





Műszaki előírások

| | PF22/QC22 |
|-----------------------------------|---|
| Töltési térfogattartomány | 5-5000 ml |
| Pontosság | ±0,5 % |
| Elárasztás elleni védelmi fokozat | IP31 |
| Tápfeszültség | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
| Áramfelvétel | Max 350 W |
| Tömeg | 25 kg |
| Tömeg | 55 font |
| Tartozékok | Töltőfúvókák, csövek, töltőállvány, pneumatikus bűvőfúvókarendszer, lábkapcsoló, nyomtató |
| Kompatibilis csőméret | 3,0-12,5 mm bel. átm. |

Építőanyagok

| | PF22/QC22 |
|-------------------------------|---|
| Burkolat | Eloxált alumínium, Rozsdamentes acél AISI 304 |
| Szivattyúfej házszerelvénye | Eloxált alumínium |
| Szivattyúfej görgőszerelvénye | Eloxált alumínium, Rozsdamentes acél 304 |

PF22/QC22 méretek



Dimensions in mm/inch

Jogi nyilatkozat: A dokumentumban szereplő információk helyesnek tartják, de Watson-Marlow Flexicon A/S nem vállal felelősséget a benne lévő hibákért, és fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására.

FIGYELMEZTETÉS: Ezek a termékek nem a beteghez csatlakoztatott alkalmazásokban való használatra készültek, és nem használhatók. Az asepticus és az Acusil bejegyzett védjegyek.

wmfts.com/global



19 June 2023