

PF22/QC22

PF22 チューブポンプ充填システム


Flexicon
Liquid Filling

機能と利点

- 5 ml から 5、000 ml 以上の容量を +/- 0.5 % の精度で充填します
- 流路の変更は 1 分以内に完了します
- 一貫した充填精度により、コストのかかる過充填を防止します
- 泡立ち、飛散、液垂れの発生を排除
- 相互汚染なし



PF22 – capacity diagram (based on water)




技術仕様

	PF22/QC22
充填量範囲	5-5000 ml
精度	±0.5 %
保護等級	IP31
電源	110/230 VAC, 50/60 Hz
電力消費量	Max 350 W
重量	25 kg
重量	55 lbs
付属品	充填ノズル、チューブ、充填スタンド、エアダイビングノズルシステム、フットスイッチ、プリンター
互換性のあるチューブサイズ	内径 3.0 ~ 12.5 mm

構成材質

	PF22/QC22
支持	ステンレススチール AISI 304, 陽極酸化処理済みアルミニウム
ポンプヘッドボディアセンブリ	陽極酸化処理済みアルミニウム
ポンプヘッドローラアセンブリ	SUS304相当, 陽極酸化処理済みアルミニウム

PF22/QC22寸法



Dimensions in mm/inch

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。asepticsuおよびAccusilは登録商標です。

wmfts.com/global



19 June 2023