

PF22/QC22

PF22 peristaltische vulmachine


Flexicon
Liquid Filling

Kenmerken en voordelen

- Vul volumes van 5 ml tot meer dan 5.000 ml met een nauwkeurigheid van +/- 0,5%
- Het vloeistofpad kan in minder dan een minuut worden gewijzigd
- Consistente afvulnauwkeurigheid voorkomt dure overvulling
- Geen opschuiming, spetters of lekkages tussen de afvullingen
- Geen kruisbesmetting



PF22 – capacity diagram (based on water)




Technische specificaties

	PF22/QC22
Bereik vulvolume	5-5000 ml
Nauwkeurigheid	±0,5 %
IP-klasse	IP31
Voeding	110/230 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Max 350 W
Gewicht	25 kg
Gewicht	55 lbs
Accessoires	Vulmondstukken, slangen, vulstandaard, pneumatisch dompelmondstukstelsysteem, voetschakelaar, printer
Compatibele slangmaat	Binnendiameter 3,0-12,5 mm

Constructie materialen

	PF22/QC22
Behuizing	Geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal AISI 304
Pompkopbehuizing	Geanodiseerd aluminium
Pompkoproller	Geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal 304

PF22/QC22 Afmetingen



Dimensions in mm/inch

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor het gebruik bij, en mogen niet worden gebruikt voor op patiënten aangesloten toepassingen. asepticu en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.

wmfts.com/global



19 June 2023