

PF22/QC22

Napełniacz perystaltyczny PF22


Flexicon
Liquid Filling

Cechy i korzyści

- Napełnianie z dokładnością +/- 0,5 % w zakresie od 5 ml do ponad 5000 ml
- Tor przepływu płynu można zmienić w niecałą minutę
- Stała dokładność napełniania zapobiega kosztownemu przepełnieniu
- Brak pienienia, rozprysków i kapania pomiędzy kolejnymi operacjami napełniania.
- Brak zanieczyszczeń krzyżowych



PF22 – capacity diagram (based on water)




Specyfikacja techniczna

	PF22/QC22
Zakres objętości napełniania	5-5000 ml
Dokładność	±0,5 %
Stopień ochrony	IP31
Zasilanie	110/230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	Max 350 W
Masa	25 kg
Masa	55 lbs
Akcesoria	Dysze napełniające, węże, stojak do napełniania, pneumatyczny system dysz obniżanych, przełącznik nożny, drukarka
Kompatybilny rozmiar węża	Śred. wew. 3,0-12,5 mm

Materiały konstrukcyjne

	PF22/QC22
Obudowa	Anodyzowane aluminium, Stal nierdzewna AISI 304
Zespół korpusu głowicy pompy	Anodyzowane aluminium
Zespół rolki pompy	Anodyzowane aluminium, Stal nierdzewna 304

Wymiary PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie uważa się za prawdziwe, jednak firma Watson-Marlow Flexicon A/S nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek zawarte w nim błędy i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez powiadomienia. OSTRZEŻENIE! Opisane produkty nie są przeznaczone do zastosowań związanych z opieką nad pacjentem i nie należy ich do takich celów wykorzystywać. Nazwy asepticu i Accusil to zastrzeżone znaki towarowe.

wmfts.com/global



19 June 2023