

# PF22/QC22

Mașină de umplere peristaltică PF22


**Flexicon**  
Liquid Filling

## Caracteristici și beneficii

- Umpleți volume de la 5 ml la mai mult de 5,000 ml cu o precizie de +/- 0.5 %
- Schimbarea căii de fluid poate fi realizată în mai puțin de un minut
- Precizia consecventă a umplerii previne supraumplerea costisitoare
- Fără spumare, stropire sau picurare între umpleri
- Fără contaminare încrucișată



## PF22 – capacity diagram (based on water)




## Parametri tehnici

	PF22/QC22
Intervalul volumului de umplere	5-5000 ml
Precizie	±0,5 %
Clasă de protecție	IP31
Alimentare electrică	110/230 V C.A., 50/60 Hz
Consum electric	Max 350 W
Greutate	25 kg
Greutate	55 lbs
Accesorii	Duze de umplere, tuburi, suport de umplere, sistem cu acționare pneumatică de duze, comutator de picior, imprimantă
Dimensiune compatibilă a tubului	ID 3,0 - 12,5 mm

## Materiale de construcție

	PF22/QC22
Material carcasă	Aluminiu anodizat, Oțel inoxidabil AISI 304
Ansamblu corp pentru cap de pompă	Aluminiu anodizat
Ansamblul rolei capului de pompă	Aluminiu anodizat, Oțel inoxidabil 304

## PF22/QC22 dimensiuni



Dimensions in mm/inch

Declinarea responsabilității: Informațiile din acest document sunt considerate corecte, dar Watson-Marlow Flexicon A/S nu acceptă nicio responsabilitate pentru erorile pe care le conține și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. AVERTISMENT: Aceste produse nu sunt destinate utilizării în și nu trebuie utilizate pentru aplicațiile conectate la pacient. Asepticsu și Accusil sunt mărci comerciale înregistrate.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 June 2023