

400/A-letkuelementit

Letkuelementit paneeliin asennettaviin pumppuihin

Ominaisuudet ja edut

- Tasaiset ja tarkat virtausnopeudet
- Letkun optimoitu käyttöikä
- Letkuelementit sopivat optimaalisesti kunkin pumpputyypin rakenteeseen




Tekniset tiedot

	400/A-letkuelementit
Sisähalkaisija	0.13 - 2.06 mm
Seinämän paksuus	0.85 mm
Yhteensopivat pumput	400/A

400/A-letkuelementit

400/A-letkuelementit mitat



1. Glued stoppers. No connection fittings.
 - For smallest bore tubing which is not compatible with standard fittings
 - Outer Diameter = Inner Diameter + 1.7 mm
2. Connection fittings
 - For tubing with 2.0 - 2.4 mm bore

Tuotekoodit

PVC-letkuelementit 400/A-pumpuille				
Sisähalkaisija mm	Sillan etäisyys (mm)	Rata	Tuotekoodi	Rakenne
0,13	52	+ paine	049.ET0A.013	1
0,25	52	+ paine	049.ET0A.025	1
0,38	52	+ paine	049.ET0A.038	1
0,44	52	+ paine	049.ET0A.044	1
0,51	52	+ paine	049.ET0A.051	1
0,57	52	+ paine	049.ET0A.057	1
0,64	52	+ paine	049.ET0A.064	1
0,76	52	+ paine	049.ET0A.076	1
0,89	52	+ paine	049.ET0A.089	1
0,95	52	+ paine	049.ET0A.095	2
1,02	52	+ paine	049.ET0A.102	2
1,09	52	+ paine	049.ETJA.109	2
1,14	52	+ paine	049.ETJA.114	2
1,22	52	+ paine	049.ETJA.122	2
1,30	52	+ paine	049.ETJA.130	2
1,42	52	+ paine	049.ETJA.142	2
1,52	52	+ paine	049.ETJA.152	2
1,65	52	+ paine	049.ETJA.165	2
1,75	52	+ paine	049.ETJA.175	2
1,85	52	+ paine	049.ETJA.185	2
2,06	52	+ paine	049.ETJA.206	2
Santoprene®-letkuelementit 400/A-pumpuille				
Sisähalkaisija mm	Sillan etäisyys (mm)	Rata	Tuotekoodi	Rakenne
0,25	52	vakio	049.EF0A.025	1
0,38	52	vakio	049.EF0A.038	1
0,51	52	vakio	049.EF0A.051	1
0,64	52	vakio	049.EF0A.064	1
0,76	52	vakio	049.EF0A.076	1
0,89	52	vakio	049.EF0A.089	1
1,02	52	+ paine / vakio	049.EFJA.102	2
1,14	52	+ paine / vakio	049.EFJA.114	2
1,30	52	+ paine / vakio	049.EFJA.130	2
1,42	52	+ paine / vakio	049.EFJA.142	2
1,52	52	+ paine	049.EFJA.152	2
1,65	52	+ paine	049.EFJA.165	2
1,85	52	+ paine	049.EFJA.185	2
Silikoniletkuelementit 400/A-pumpuille				
Sisähalkaisija mm	Sillan etäisyys (mm)	Rata	Tuotekoodi	Rakenne
0,51	52	vakio	049.EB0A.051	1
0,64	52	vakio	049.EB0A.064	1
0,76	52	vakio	049.EB0A.076	1
0,89	52	vakio	049.EB0A.089	1
1,02	52	vakio	049.EJA.102	2
1,14	52	vakio	049.EJA.114	2
1,30	52	vakio	049.EJA.130	2
1,42	52	vakio	049.EJA.142	2
1,52	52	+ paine	049.EJA.152	2
1,65	52	+ paine	049.EJA.165	2
1,85	52	+ paine	049.EJA.185	2
2,06	52	+ paine	049.EJA.206	2

Huomautus:

1. Rata

Vakio: vakiomalli

+ Paine: Suuremman okklusion malli korkeammalle paineelle (+painepumppujen radassa on merkintä '5')

Vastuuvapauslauseke: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. STA-PURE PCS ja STA-PFL ja Style 400 ovat WL Gore & Associates Inc:n tavaramerkkejä. Ilmoita tuotekoodi pumppujen ja putkien tilaamisen yhteydessä.

wmfts.com/global



23 May 2023