


400/A cső elemek

Csőelemek panelre szerelhető szivattyúkhhoz

Tulajdonságok és előnyök

- Egyenletes és pontos áramlási sebesség
- Optimalizált cső élettartam
- A csőelemek optimálisan vannak felszerelve az egyes szivattyútípusok tervezésére




Műszaki előírások

	400/A cső elemek
Furatméret	0.13 - 2.06 mm
Falvastagság	0.85 mm
Kompatibilis szivattyúk	400/A

400/A cső elemek

400/A cső elemek méretek



1. Glued stoppers. No connection fittings.
 - For smallest bore tubing which is not compatible with standard fittings
 - Outer Diameter = Inner Diameter + 1.7 mm
2. Connection fittings
 - For tubing with 2.0 - 2.4 mm bore

Termékkódok

PVC csőelemek 400/a szivattyúkhöz				
BELSŐ ÁTMÉRŐ mm	Híd távolsága (mm)	Nyomon követés	Termékkód	Kialakítás
0,13	52	+ nyomás	049.ET0A.013	1
0,25	52	+ nyomás	049.ET0A.025	1
0,38	52	+ nyomás	049.ET0A.038	1
0,44	52	+ nyomás	049.ET0A.044	1
0,51	52	+ nyomás	049.ET0A.051	1
0,57	52	+ nyomás	049.ET0A.057	1
0,64	52	+ nyomás	049.ET0A.064	1
0,76	52	+ nyomás	049.ET0A.076	1
0,89	52	+ nyomás	049.ET0A.089	1
0,95	52	+ nyomás	049.ET0A.095	2
1,02	52	+ nyomás	049.ET0A.102	2
1,09	52	+ nyomás	049.ETJA.109	2
1,14	52	+ nyomás	049.ETJA.114	2
1,22	52	+ nyomás	049.ETJA.122	2
1,30	52	+ nyomás	049.ETJA.130	2
1,42	52	+ nyomás	049.ETJA.142	2
1,52	52	+ nyomás	049.ETJA.152	2
1,65	52	+ nyomás	049.ETJA.165	2
1,75	52	+ nyomás	049.ETJA.175	2
1,85	52	+ nyomás	049.ETJA.185	2
2,06	52	+ nyomás	049.ETJA.206	2
Santoprén® csőelemek 400/A szivattyúkhöz				
BELSŐ ÁTMÉRŐ mm	Híd távolsága (mm)	Nyomon követés	Termékkód	Kialakítás
0,25	52	standard	049.EF0A.025	1
0,38	52	standard	049.EF0A.038	1
0,51	52	standard	049.EF0A.051	1
0,64	52	standard	049.EF0A.064	1
0,76	52	standard	049.EF0A.076	1
0,89	52	standard	049.EF0A.089	1
1,02	52	+ nyomás / standard	049.EFJA.102	2
1,14	52	+ nyomás / standard	049.EFJA.114	2
1,30	52	+ nyomás / standard	049.EFJA.130	2
1,42	52	+ nyomás / standard	049.EFJA.142	2
1,52	52	+ nyomás	049.EFJA.152	2
1,65	52	+ nyomás	049.EFJA.165	2
1,85	52	+ nyomás	049.EFJA.185	2
Szilikon csőelemek 400/a szivattyúkhöz				
BELSŐ ÁTMÉRŐ mm	Híd távolsága (mm)	Nyomon követés	Termékkód	Kialakítás
0,51	52	standard	049.EB0A.051	1
0,64	52	standard	049.EB0A.064	1
0,76	52	standard	049.EB0A.076	1
0,89	52	standard	049.EB0A.089	1
1,02	52	standard	049.EBJA.102	2
1,14	52	standard	049.EBJA.114	2
1,30	52	standard	049.EBJA.130	2
1,42	52	standard	049.EBJA.142	2
1,52	52	+ nyomás	049.EBJA.152	2
1,65	52	+ nyomás	049.EBJA.165	2
1,85	52	+ nyomás	049.EBJA.185	2
2,06	52	+ nyomás	049.EBJA.206	2

Megjegyzés:

1. Nyomon követés

Standard: Standard modell

+ nyomás: Magasabb szintű elzárást nyújtó modell magasabb nyomáshoz (a + nyomású szivattyúkon '5' jelzés szerepel a sínen)

Jogi nyilatkozat: A Watson-Marlow, a Pumpsil, a PureWeld, a LoadSure, a LaserTraceability, a Bioprene és a Marprene a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegyei. Az STA-PURE PC és az STA-PURE PFL és a Style 400 a WL Gore & Associates Inc. Védjegye. Kérjük, adja meg a termékkódot, amikor szivattyúkat és csöveket rendel.

wmfts.com/global



23 May 2023