

Hadice GORE® STA-PURE řady PCS

GORE® STA-PURE řada PCS

Vlastnosti a výhody

- Pro tlak do 7 barů (100 psi)
- Nejdélší dostupná životnost hadice
- Vnitřní povrch hadice STA-PURE PCS je třikrát hladší než u hadic z termoplastického elastomeru, při ohýbání nevznikají rýhy ani praskliny
- Ke drolení prakticky nedochází, takže vysoce hodnotné provozní kapaliny nejsou kontaminovány
- K dispozici je 20 velikostí vnitřního průměru, tři tloušťky stěn a tři délky prvků
- Provozní teplota -20 °C až 80 °C
- STA-PURE PCS je ochranná známka společnosti WL Gore & Associates Inc.



Technické specifikace

	Hadice GORE® STA-PURE řady PCS
Vnitřní průměr	1.6 - 25.4 mm
Vnitřní průměr	0.0625 - 1 palce
Tloušťka stěny	1.6 - 4.8 mm
Tloušťka stěny	0.0625 - 0.1875 palce
Délka	305 - 660 mm
Barva	Šedobílá
Průhlednost	Neprůhledná
Drolení	Velmi nízké
Certifikace	USP <87>, USP <88>, USP třídy VI
Rozsah provozní teploty	-20 až 80 °C
Rozsah provozní teploty	-4 až 176 °F
Metoda zkoušení propustnosti pro plyny	O2cm3.cm.10-6/cm2.s.cmHg
Metody sterilizace	Autokláv, CIP, SIP

Konstrukční materiály

	Hadice GORE® STA-PURE řady PCS
Hadice	Silikonový kompozit z ePTFE vulkanizovaný platinou

Produktové kódy

Dostupné velikosti čerpacích hadic STA-PURE PCS						
Vnitřní průměr		Stěna		Ne	Délka prvku	Číslo dílu
mm	palce	mm	palce		mm	
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	305	961.0016.016
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	305	961.0032.016
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	305	961.0048.016
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	305	961.0064.016
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	305	961.0080.016
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	355	961.0016.L16
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	355	961.0032.L16
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	355	961.0048.L16
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	355	961.0064.L16
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	355	961.0080.L16
1,6	0,0625	2,4	0,0938	119	355	961.0016.024
3,2	0,1250	2,4	0,0938	120	355	961.0032.024
4,8	0,1875	2,4	0,0938	15	355	961.0048.024
6,4	0,2500	2,4	0,0938	24	355	961.0064.024
8,0	0,3125	2,4	0,0938	121	355	961.0080.024
9,6	0,3750	2,4	0,0938	122	610	961.0096.024
6,4	0,2500	3,2	0,1250	26	610	961.0064.032
9,6	0,3750	3,2	0,1250	73	610	961.0096.032
12,7	0,5000	3,2	0,1250	82	610	961.0127.032
15,9	0,6250	3,2	0,1250	184	610	961.0159.032
9,6	0,3750	4,8	0,1875	193	610	961.0096.048
12,7	0,5000	4,8	0,1875	88	610	961.0127.048
15,9	0,6250	4,8	0,1875	189	610	961.0159.048
19,0	0,7500	4,8	0,1875	191	610	961.0190.048
25,4	1,0000	4,8	0,1875	92	610	961.0254.048

Zřeknutí se odpovědnosti: Watson-Marlow a LoadSure jsou registrované ochranné známky společnosti Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS je registrovanou obchodní značkou společnosti WL Gore & Associates Inc. Při objednávce čerpadel a hadicových vedení uveďte produktový kód.

wmfts.com/global



22 November 2023