

GORE® STA- PURE serier PCS slange

GORE® STA-PURE serier PCS

Funktioner og fordele

- Trykklassificeret op til 7 bar (100 psi)
- Slanger med længst levetid på markedet
- STA-PURE PCS-boringen er tre gange mere jævn end termoplastisk elastomer-rør, uden riller eller revner, mens bøjningen fortsætter
- Spallation er stort set elimineret, så væsker til arbejde med høj værdi ikke er kontaminerede
- Fås i 20 forskellige huldiametre, tre vægtykkelser og tre elementlængder
- Driftstemperatur -20 °C til 80 °C
- STA-PURE PCS er et varemærke tilhørende WL Gore & Associates inc.



Tekniske specifikationer

	GORE® STA- PURE serier PCS slange
Indvendig diameter	1.6 - 25.4 mm
Indvendig diameter	0.0625 - 1 "
Vægtykkelse	1.6 - 4.8 mm
Vægtykkelse	0.0625 - 0.1875 "
Længde	305 - 660 mm
Farve	Off-white
Gennemsigtighed	Uigennemsigtig
Spallation	Meget lav
Certificering	USP <87>, USP <88>, USP-klasse VI
Driftstemperaturområde	-20 til 80 °C
Driftstemperaturområde	-4 til 176 °F
Testmetode for gaspermeabilitet	O2cm3.cm.10-6/cm2.s. cmHg
Steriliseringsmetoder	Autoklave, CIP, SIP

Konstruktionsmaterialer

	GORE® STA- PURE serier PCS slange
Slanger	ePTFE og platinhærdet silikonemaposit

Produktkoder

STA-PURE PCS-pumpeslangestørrelser kan leveres						
Inderdiameter		Væg		Nej	Elementlængde	Varenummer
mm	"	mm	"		mm	
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	305	961.0016.016
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	305	961.0032.016
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	305	961.0048.016
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	305	961.0064.016
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	305	961.0080.016
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	355	961.0016.L16
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	355	961.0032.L16
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	355	961.0048.L16
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	355	961.0064.L16
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	355	961.0080.L16
1,6	0,0625	2,4	0,0938	119	355	961.0016.024
3,2	0,1250	2,4	0,0938	120	355	961.0032.024
4,8	0,1875	2,4	0,0938	15	355	961.0048.024
6,4	0,2500	2,4	0,0938	24	355	961.0064.024
8,0	0,3125	2,4	0,0938	121	355	961.0080.024
9,6	0,3750	2,4	0,0938	122	610	961.0096.024
6,4	0,2500	3,2	0,1250	26	610	961.0064.032
9,6	0,3750	3,2	0,1250	73	610	961.0096.032
12,7	0,5000	3,2	0,1250	82	610	961.0127.032
15,9	0,6250	3,2	0,1250	184	610	961.0159.032
9,6	0,3750	4,8	0,1875	193	610	961.0096.048
12,7	0,5000	4,8	0,1875	88	610	961.0127.048
15,9	0,6250	4,8	0,1875	189	610	961.0159.048
19,0	0,7500	4,8	0,1875	191	610	961.0190.048
25,4	1,0000	4,8	0,1875	92	610	961.0254.048

Ansvarsfraskrivelse: Watson-Marlow og LoadSure er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS er registreret varemærke tilhørende WL Gore & Associates Inc. Oplys produktkode ved bestilling af pumper og slanger.

wmfts.com/global



22 November 2023