

# GORE® STA-PURE PFL elemek

GORE® STA-PURE PFL cső

## Tulajdonságok és előnyök

- Erősen ellenáll az agresszív vegyszereknek, beleértve a szerves oldószereket is
- 50-szer hosszabb élettartam, mint más fluorelasztomerek
- Stabil térfogatáram az idő múlásával
- Nyomásérték max. 4 bar
- CIP/SIP-hez alkalmas
- Üzemi hőmérséklet -20 °C – 80 °C
- 20 különböző furatban, három falvastagságban és három elemhosszban kapható
- Az STA-PURE PFL a WL Gore & Associates Inc. Védjegye



## Műszaki előírások

	GORE® STA-PURE PFL elemek
Furatméret	1.6 - 12 mm
Furatméret	0.0625 - 0.4724 hüv.
Falvastagság	2.4 - 4 mm
Falvastagság	0.0945 - 0.1575 hüv.
Szín	Törtfehér
Átláthatóság	Átlátszatlan
Spalláció	Nagyon alacsony
Tanúsítvány	USP Class VI
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 – 80 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 – 176 °F
Keménység, shore A (5 mp)	85+/-10
UV-ellenállás	Kiváló
Vízfelvétel	Alacsony
Sterilizációs módszerek	Autokláv, CIP, SIP

## Építőanyagok

	GORE® STA-PURE PFL elemek
Csővek	Expandált poli(tetrafluor-etilén) (ePTFE) és egy platinával kezelt perfluor-elasztomer kompozitja
Csatlakozó anyaga	PVDF

## Termékkódok

STA-PURE PFL kétszegmensű Kynar Y-elem rendelési kódjai				
Furat		Falvastagság		Termékkódok
mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	
1,6	1/16	2,4	3/32	966.E016.K24
3,2	1/8	2,4	3/32	966.E032.K24
4,8	3/16	2,4	3/32	966.E048.K24
6,4	1/4	2,4	3/32	966.E064.K24
8,0	5/16	2,4	3/32	966.E080.K24
8,0	5/16	4,0	5/32	966.E080.K40
12,0	15/32	4,0	5/32	966.E120.K40

STA-PURE PFL LoadSure elemek rendelési kódjai	
Termék megnevezése	Termékkódok
STA-PURE PFL 520 LoadSure 3,2 mm-es furatú gyorskioldó elem	966.0032.PFQ
STA-PURE PFL 520 LoadSure 3,2 mm-es furatú Tri-Clamp elem	966.0032.PFT
STA-PURE PFL 520 LoadSure 6,4 mm-es gyorskioldó elem	966.0064.PFQ
STA-PURE PFL 520 LoadSure 6,4 mm-es Tri-Clamp elem	966.0064.PFT
STA-PURE PFL 520 LoadSure 9,6 mm-es furatú gyorskioldó elem	966.0096.PFQ
STA-PURE PFL 520 LoadSure 9,6 mm-es furatú Tri-Clamp elem	966.0096.PFT

Jogi nyilatkozat: A Watson-Marlow, a Pumpsil, a PureWeld, a LoadSure, a LaserTraceability, a Bioprene és a Marprene a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegyei. Az STA-PURE PC és az STA-PURE PFL és a Style 400 a WL Gore & Associates Inc. Védjegye. Kérjük, adja meg a termékkódot, amikor szivattyúkat és csöveket rendel.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



22 November 2023