

GORE® STA-PURE PFL

**WATSON
MARLOW**
Tubing

GORE STA-PURE PFL -letkut

Ominaisuudet ja edut

- Kestää hyvin syövyttäviä kemikaaleja, kuten orgaanisia liuottimia
- 50 kertaa pidempi käyttöikä kuin muilla fluoroelastomeereilla
- Vakaa virtausnopeus pitkän ajan kuluessakin
- Paine enintään 4 baaria
- Soveltuu CIP/SIP-käyttöön
- Käyttölämpötila -20 °C – 80 °C
- Saatavana 20 eri kokoa, kolme seinämäpaksuutta ja kolme elementtipituutta
- STA-PURE PFL ovat WL Gore & Associates Inc:n tavaramerkkejä



Tekniset tiedot

	GORE® STA-PURE PFL
Sisähalkaisija	1.6 - 17 mm
Sisähalkaisija	0.0625 - 0.6692 tuumaa
Seinämän paksuus	1.6 - 4.8 mm
Seinämän paksuus	0.0625 - 0.1875 tuumaa
Pituus	305 - 610 mm
Pituus	12 - 24 tuumaa
Väri	Luonnonvalkoinen
Läpinäkyvyys	Läpinäkymätön
Spallaatio	Erittäin alhainen
Sertifiointi	USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alue	-20 - 80 °C
Käyttölämpötila-alue	-4 - 176 °F
Kovuus, shore A (5 s)	85+/-10
UV-kestävyys	Erinomainen
Veden imeytyminen	Alhainen
Sterilointimenetelmät	Autoklaavi, CIP, SIP

Rakennemateriaalit

	GORE® STA-PURE PFL
Letkut	Paisutetusta polytetrafluorieteenistä ja platinalla kovetetusta perfluorielastomeerista valmistettu komposiitti

Tuotekoodit

Saatavilla olevat STA-PURE PFL -pumpun letkukoot						
Sisähalkaisija		Seinämä		Ei	Elementin pituus	Osanumero
mm	tuuma	mm	tuuma		mm	
1,6	1/16	1,6	1/16	14	305	966.0016.016
3,2	1/8	1,6	1/16	16	305	966.0032.016
4,8	3/16	1,6	1/16	25	305	966.0048.016
6,4	1/4	1,6	1/16	17	305	966.0064.016
8,0	5/16	1,6	1/16	18	305	966.0080.016
1,6	1/16	1,6	1/16	14	355	966.0016.L16
3,2	1/8	1,6	1/16	16	355	966.0032.L16
4,8	3/16	1,6	1/16	25	355	966.0048.L16
6,4	1/4	1,6	1/16	17	355	966.0064.L16
8,0	5/16	1,6	1/16	18	355	966.0080.L16
1,6	1/16	2,4	3/32	119	355	966.0016.024
3,2	1/8	2,4	3/32	120	355	966.0032.024
4,8	3/16	2,4	3/32	15	355	966.0048.024
6,4	1/4	2,4	3/32	24	355	966.0064.024
8,0	5/16	2,4	3/32	121	355	966.0080.024
9,6	3/8	2,4	3/32	122	610	966.0096.024
6,4	1/4	3,2	1/8	26	610	966.0064.032
9,6	3/8	3,2	1/8	73	610	966.0096.032
12,0	15/32	4,0	5/32	-	610	966.0120.040
12,7	1/2	3,2	1/8	82	610	966.0127.032
12,7	1/2	4,8	3/16	-	610	966.0127.048
15,9	5/8	3,2	1/8	184	610	966.0159.032
17,0	43/64	4,0	5/32	-	610	966.0170.040

Vastuuvapauslauseke: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. STA-PURE PCS ja STA-PFL ja Style 400 ovat WL Gore & Associates Inc:n tavaramerkkejä. Ilmoita tuotekoodi pumppujen ja putkien tilaamisen yhteydessä.

wmfts.com/global



22 November 2023