

GORE® STA-PURE PFL



GORE® STA-PURE PFL cső

Tulajdonságok és előnyök

- Erősen ellenáll az agresszív vegyszereknek, beleértve a szerves oldószereket is
- 50-szer hosszabb élettartam, mint más fluorelasztomerek
- Stabil térfogatáram az idő múlásával
- Nyomásérték max. 4 bar
- CIP/SIP-hez alkalmas
- Üzemi hőmérséklet -20 °C – 80 °C
- 20 különböző furatban, három falvastagságban és három elemhosszban kapható
- Az STA-PURE PFL a WL Gore & Associates Inc. Védjegye



Műszaki előírások

	GORE® STA-PURE PFL
Furatméret	1.6 - 17 mm
Furatméret	0.0625 - 0.6692 hüv.
Falvastagság	1.6 - 4.8 mm
Falvastagság	0.0625 - 0.1875 hüv.
Hosszúság	305 - 610 mm
Hosszúság	12 - 24 hüv.
Szín	Törtfehér
Átláthatóság	Átlátszatlan
Spalláció	Nagyon alacsony
Tanúsítvány	USP Class VI
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 - 80 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 - 176 °F
Keménység, shore A (5 mp)	85+/-10
UV-ellenállás	Kiváló
Vízfelvétel	Alacsony
Sterilizációs módszerek	Autokláv, CIP, SIP

Építőanyagok

	GORE® STA-PURE PFL
Csövek	Expandált poli(tetrafluor-etilén) (ePTFE) és egy platinával kezelt perfluor-elasztomer kompozitja

Termékkódok

Rendelkezésre álló csőméretek STA-PURE PFL szivattyúhoz						
Furat		Fal		Nem	Elem hossza	Alkatrészszám
mm	hüvelyk	mm	hüvelyk		mm	
1,6	1/16	1,6	1/16	14	305	966.0016.016
3,2	1/8	1,6	1/16	16	305	966.0032.016
4,8	3/16	1,6	1/16	25	305	966.0048.016
6,4	1/4	1,6	1/16	17	305	966.0064.016
8,0	5/16	1,6	1/16	18	305	966.0080.016
1,6	1/16	1,6	1/16	14	355	966.0016.L16
3,2	1/8	1,6	1/16	16	355	966.0032.L16
4,8	3/16	1,6	1/16	25	355	966.0048.L16
6,4	1/4	1,6	1/16	17	355	966.0064.L16
8,0	5/16	1,6	1/16	18	355	966.0080.L16
1,6	1/16	2,4	3/32	119	355	966.0016.024
3,2	1/8	2,4	3/32	120	355	966.0032.024
4,8	3/16	2,4	3/32	15	355	966.0048.024
6,4	1/4	2,4	3/32	24	355	966.0064.024
8,0	5/16	2,4	3/32	121	355	966.0080.024
9,6	3/8	2,4	3/32	122	610	966.0096.024
6,4	1/4	3,2	1/8	26	610	966.0064.032
9,6	3/8	3,2	1/8	73	610	966.0096.032
12,0	15/32	4,0	5/32	-	610	966.0120.040
12,7	1/2	3,2	1/8	82	610	966.0127.032
12,7	1/2	4,8	3/16	-	610	966.0127.048
15,9	5/8	3,2	1/8	184	610	966.0159.032
17,0	43/64	4,0	5/32	-	610	966.0170.040

Jogi nyilatkozat: A Watson-Marlow, a Pumpsil, a PureWeld, a LoadSure, a LaserTraceability, a Bioprene és a Marprene a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegyei. Az STA-PURE PC és az STA-PURE PFL és a Style 400 a WL Gore & Associates Inc. Védjegye. Kérjük, adja meg a termékkódot, amikor szivattyúkat és csöveket rendel.

wmfts.com/global



22 November 2023