


流体输送管和软管套

一次性流体传输组件

特点和优势

- 全面的产品可追溯性
- 庞大的组件库可供选择
- 可根据要求提供内部验证协议和验证指南的支持
- 提供标准配置, 缩短周转时间
- 出售的标准组件未经辐照, 可根据要求提供辐照和无菌组件
- 采用开放式架构灵活集成
- 与 Watson-Marlow 蠕动泵结合使用, 提供端到端的流体管理解决方案
- Watson-Marlow 的全球生产和供应网络可保障供应安全




技术规格

流体输送管和软管套	
认证与合规	ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP VI 级
制造	ISO 14644-1 7 级, ISO 9001
无菌	非辐照 (根据要求进行辐照或灭菌)

主要材料

流体输送管和软管套	
软管	SEBS, 热塑性弹性体, 硅胶
接头材料	Polysulfone (UDEL 1700), PVDF, 聚丙烯, 聚碳酸酯 (PC)

订购信息



零件号	零件名称 (说明)	泵	泵头
33-0913-211112	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0913-211113	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0913-211114	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0913-211122	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 TC-NON	仅限输送使用	

33-0913-211123	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 MPC-NON	仅限输送使用	
33-0913-211124	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-0913-211212	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0913-211213	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0913-211214	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0913-211222	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0913-211223	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0913-211224	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0913-211232	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0913-211233	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0913-211234	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0913-211242	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0913-211243	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0913-211244	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0913-211252	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0913-211253	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0913-211254	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0913-211312	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0913-211313	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0913-211314	Pumpsil 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0913-211322	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0913-211323	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0913-211324	Pumpsil 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0913-211332	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0913-211333	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0913-211334	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0913-211342	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0913-211343	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0913-211344	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0913-211352	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0913-211353	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0913-211354	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0913-211432	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0913-211433	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0913-211434	Pumpsil 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0913-211442	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0913-211443	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0913-211444	Pumpsil 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0913-211452	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0913-211453	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0913-211454	Pumpsil 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0933-211113	Bioprene 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 MPC-NON	仅限输送使用	
33-0933-211114	Bioprene 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-0933-211122	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 TC-NON	仅限输送使用	
33-0933-211123	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 MPC-NON	仅限输送使用	
33-0933-211124	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-0933-211213	Bioprene 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0933-211214	Bioprene 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0933-211222	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0933-211223	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0933-211224	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0933-211232	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0933-211233	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0933-211234	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0933-211242	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0933-211243	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0933-211244	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0933-211252	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0933-211253	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0933-211254	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R

33-0933-211313	Bioprene 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0933-211314	Bioprene 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0933-211322	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0933-211323	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0933-211324	Bioprene 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0933-211332	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0933-211333	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0933-211334	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0933-211342	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0933-211343	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0933-211344	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0933-211352	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0933-211353	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0933-211354	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0933-211432	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0933-211433	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0933-211434	Bioprene 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0933-211442	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0933-211443	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0933-211444	Bioprene 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0933-211452	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0933-211453	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0933-211454	Bioprene 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0942-211112	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 TC-NON	仅限输送使用	
33-0942-211113	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 MPC-NON	仅限输送使用	
33-0942-211114	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 0.3m 长, 带 Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-0942-211122	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 TC-NON	仅限输送使用	
33-0942-211123	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 MPC-NON	仅限输送使用	
33-0942-211124	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 0.3m 长, 带 Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-0942-211212	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0942-211213	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0942-211214	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0942-211222	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0942-211223	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0942-211224	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0942-211232	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0942-211233	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0942-211234	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0942-211242	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0942-211243	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0942-211244	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0942-211252	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0942-211253	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0942-211254	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 1m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0942-211312	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0942-211313	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0942-211314	Pureweld 套件 - 3.2x1.6mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0942-211322	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	500 系列	520R
33-0942-211323	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	500 系列	520R
33-0942-211324	Pureweld 套件 - 6.4x1.6mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	500 系列	520R
33-0942-211332	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0942-211333	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0942-211334	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0942-211342	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0942-211343	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0942-211344	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0942-211352	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0942-211353	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0942-211354	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 2.5m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-0942-211432	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R

33-0942-211433	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0942-211434	Pureweld 套件 - 9.6x3.2mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0942-211442	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 TC-NON	600 系列	620R
33-0942-211443	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 MPC-NON	600 系列	620R
33-0942-211444	Pureweld 套件 - 12.7x3.2mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	600 系列	620R
33-0942-211452	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 TC-NON	700 系列	720R
33-0942-211453	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 MPC-NON	700 系列	720R
33-0942-211454	Pureweld 套件 - 19x4.8mm - 5m 长, 带 Aseptiquik-NON	700 系列	720R
33-BSHP-211214	编织软管套件-3/8"ID-1m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211222	编织软管套件-3/8"ID-1m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211224	编织软管套件-1/2"ID-1m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211232	编织软管套件-1/2"ID-1m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211234	编织软管套件-3/4"ID-1m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211242	编织软管套件-3/4"ID-1m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211244	编织软管套件-1"ID-1m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211312	编织软管套件-1"ID-1m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211314	编织软管套件-3/8"ID-2.5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211322	编织软管套件-3/8"ID-2.5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211324	编织软管套件-1/2"ID-2.5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211332	编织软管套件-1/2"ID-2.5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211334	编织软管套件-3/4"ID-2.5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211342	编织软管套件-3/4"ID-2.5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211344	编织软管套件-1"ID-2.5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211412	编织软管套件-1"ID-2.5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211414	编织软管套件-3/8"ID-5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211422	编织软管套件-3/8"ID-5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211424	编织软管套件-1/2"ID-5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211432	编织软管套件-1/2"ID-5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211434	编织软管套件-3/4"ID-5m 长-TC-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211442	编织软管套件-3/4"ID-5m 长-Aseptiquik-NON	仅限输送使用	
33-BSHP-211444	编织软管套件-1"ID-5m 长-TC-NON	仅限输送使用	

已根据最常用的组件设计标准配置。所列组件未进行辐照。Triclamp 配件是无盖的标准尺寸。可根据要求提供带物料清单的详细图纸。
如需修改长度、配件尺寸/类型或辐照要求, 请联系您当地的 Watson-Marlow 代表。

免责声明: Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利, 不再另行通知, 如有需求, 请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube Applicator 和 Q-clamp 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。

wmfts.com/global



01 August 2025