

流体传输 - 加长型双 Y 单元

一次性流体传输组件

特点和优势

- 全面的产品可追溯性
- 可根据要求提供内部验证协议和验证指南的支持
- 提供标准配置，缩短周转时间
- 出售的标准组件未经辐照，可根据要求提供辐照和无菌组件
- 与 Watson-Marlow 蠕动泵结合使用，提供端到端的流体管理解决方案
- Watson-Marlow 的全球生产和供应网络可保障供应安全



技术规格

| | 流体传输 - 加长型双 Y 单元 |
|-------|--|
| 认证与合规 | ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP VI 级 |
| 制造 | ISO 14644-1 7 级, ISO 9001 |
| 无菌 | 非辐照 (根据要求进行辐照或灭菌) |

主要材料

| | 流体传输 - 加长型双 Y 单元 |
|------|----------------------|
| 软管 | 热塑性弹性体, 硅胶 |
| 接头材料 | PVDF, 聚丙烯, 聚碳酸酯 (PC) |

订购信息



| 零件号 | 零件名称 (说明) | 泵 | 泵头 |
|----------------|--|--------|------|
| 33-0913-111221 | Pumpsil Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111222 | Pumpsil Y 单元: 3.2x2.4mm -1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111223 | Pumpsil Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111224 | Pumpsil Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111231 | Pumpsil Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111232 | Pumpsil Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111233 | Pumpsil Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111234 | Pumpsil Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111241 | Pumpsil Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111242 | Pumpsil Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111243 | Pumpsil Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111244 | Pumpsil Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111251 | Pumpsil Y 单元: 8.0x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111252 | Pumpsil Y 单元: 8.0x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111253 | Pumpsil Y 单元: 8.0x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111254 | Pumpsil Y 单元: 8.0x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111261 | Pumpsil Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111262 | Pumpsil Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111263 | Pumpsil Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111264 | Pumpsil Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0913-111271 | Pumpsil Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 open-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0913-111272 | Pumpsil Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0913-111273 | Pumpsil Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0913-111274 | Pumpsil Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0933-111221 | Bioprene Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111222 | Bioprene Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111223 | Bioprene Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111224 | Bioprene Y 单元: 3.2x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111231 | Bioprene Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111232 | Bioprene Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111233 | Bioprene Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111234 | Bioprene Y 单元: 4.8x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111241 | Bioprene Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111242 | Bioprene Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111243 | Bioprene Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111244 | Bioprene Y 单元: 6.4x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111261 | Bioprene Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 open-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111262 | Bioprene Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111263 | Bioprene Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111264 | Bioprene Y 单元: 9.6x2.4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 500 系列 | 505L |
| 33-0933-111271 | Bioprene Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 open-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0933-111272 | Bioprene Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 TC-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0933-111273 | Bioprene Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 MPC-NON | 600 系列 | 620L |
| 33-0933-111274 | Bioprene Y 单元: 8x4mm-1m 端部, 带 Aseptiquik-NON | 600 系列 | 620L |

已根据最常用的组件设计标准配置。所列组件在相应的双 Y 单元的每侧都有 1 米长的延伸端部, 未进行辐照。Triclamp

配件是无盖的标准尺寸。可根据要求提供带物料清单的详细图纸。如需修改长度、配件尺寸/类型或辐照要求, 请联系您当地的 Watson-Marlow 代表。

免责声明: Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利, 不再另行通知, 如有需求, 请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube Applicator 和 Q-clamp 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。

wmfts.com/global



01 August 2025