

# FMB210

FMB210 灌装和封盖机

**Flexicon**  
Liquid Filling

## 特点和优势

- 灌装量从微量到最多 250 ml
- $\pm 0.5\%$  的灌装精度（大多数容量）和封盖扭矩优于  $\pm 10$  Ncm
- 降低 IQ/OQ 和流程验证的成本
- 久经考验的技术，可实现可靠且简单的验证
- 高度精确的微量灌装
- 降低流程验证的成本





## 技术规格

	FMB210
灌装量范围	0.1-250 ml
容量	4500 单位/小时
电源	200-240 VAC 单相和接地
功耗	Max 1500 W
供气/气动连接	7 bar 清洁干燥的空气
重量	650 kg

## 主要材料

	FMB210
材料	不锈钢, 阳极氧化铝

## FMB210 外形尺寸



Dimensions in mm/inch

---

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：本产品不设计用于，亦不能用于连接有问题的应用上。asepticsu 和 Accusil 是注册商标。

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



23 May 2023